



## MONITORES PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO



[www.limagesrl.com.ar](http://www.limagesrl.com.ar)

### CONTACTO


Zelada 6048 - C1440BWTI C.A.B.A  
tel/fax: 011 3535 2561 - 011 4683 3248  
cel: 011 15 3732 0298  
e-mail: [info@limagesrl.com.ar](mailto:info@limagesrl.com.ar)

TECNOLOGÍA MÉDICA

**LIMAGE** 

## M23

2MP MONITOR  
MÉDICO EN ESCALA  
DE GRISES  
JUSHA-M23C



## M53

5MP MONITOR  
MÉDICO EN ESCALA  
DE GRISES  
JUSHA-M53



Panel	a-SI
Luz de Fondo	LED
Tamaño	21.3"
Tipo (Color/Gris)	Gris
Tamaño de Pantalla Activa	432(H)×324(V)mm
Resolución	2 Megapíxeles(1200×1600/1600×1200)
Relación de Aspecto	4:3
Paso de Pixel	0.270×0.270mm
Tiempo de Respuesta	40ms
Luminancia	1900cd/m <sup>2</sup>
Relación de Contraste	1400:1
Escala de Grises	65536
Ángulo de Visión	≥176° (CR≥10)
Sensor	Sensor de luz de fondo/ frente/ detección de presencia para ahorro energético/ luz ambiental/temperatura
Calibración	1 DICOM y 3 GAMMA GSDF
Interfaz	DVI-I×1, DP×1
Color de Gabinete	Negro en Mate
Dimensiones con pie	382(L)×238(H)×533(W)mm
Dimensiones sin pie	382(L)×75(H)×490(W)mm
Certificado	CE,FDA

Panel	IPS
Luz de Fondo	LED
Tamaño	21.3"
Tipo (Color/Gris)	Gris
Tamaño de Pantalla Activa	422.4(H)×337.92(V)mm
Resolución	5 Megapíxeles( 2560×2048/2048×2560)
Relación de Aspecto	5:4
Paso de Pixel	0.165×0.165mm
Tiempo de Respuesta	25ms
Luminancia	1200cd/m <sup>2</sup>
Relación de Contraste	1200:1
Escala de Grises	65536
Ángulo de Visión	≥170°(CR≥20)
Sensor	Sensor de luz de fondo/ frente/ detección de presencia para ahorro energético/ luz ambiental/temperatura
Calibración	1 DICOM y 3 GAMMA GSDF
Interfaz	DVI-D×1, DP×1
Color de Gabinete	Gris Perla
Dimensiones con pie	395(L)mm*238mm(H)*530mm(W)
Dimensiones sin pie	395mm(L)*74mm(L)*491mm(L)
Certificado	CE,FDA