

ESPIROMETRO SP10BT MARCA CONTEC.



—

Capacidad vital forzada (FVC), volumen forzado expirado en un segundo (FEV1), relación de FEV1 y FVC (FEV1 / FVC), flujo espiratorio máximo (PEF), flujo del 25% del FVC (FEF25), flujo del 50% La FVC (FEF50), el 75% del flujo de la FVC (FEF75) y el flujo promedio entre el 25% y el 75% de la FVC (FEF2575) se pueden medir. Además, la condición del sujeto a prueba se puede mostrar por la relación entre el valor medido y el valor predicho.

Diagrama de caudal-volumen, visualización del gráfico de volumen-tiempo.

Memoria de datos, borrar, subir y revisar.

Visualización del gráfico de tendencias.

Calibración.

La información le indica cuándo el volumen o el flujo va más allá de los límites.

Apagado automático cuando no hay operación en dos minutos.

Batería de litio recargable y con puntas de carga.

Pantalla de energía de la batería