

 YAMIND

# Ventilador

*DM26 series*



TECNOLOGÍA MÉDICA

**LIMAGE** 

**CONTACTO:** tel/fax: 011 3535 2561 - 011 4683 3248 - cel: 011 15 37320298 zelada 6048  
c144obwti C.A.B.A / e-mail: [info@limagesrl.com.ar](mailto:info@limagesrl.com.ar) - [www.limagesrl.com.ar](http://www.limagesrl.com.ar)

# Ventilador DM26 series

CPAP / APAP



## Características físicas:

• Dimensiones	275 x 162 x 142 mm (Con humidificador) 147 x 162 x 142 mm (Sin Humidificador)
• Peso	1,9 Kg (Con Humidificador) 1,1 Kg (Sin Humidificador)
• Color Carcasa	Gris
• Display	Pantalla 2.4-Inch LED
• Decibeles de Ruido	≤30dB
• Nivel Impermeable	IP22

## Parámetros de Terapia

• Modelo	DM26-20C (CPAP) DM26-20A (APAP)
• Rango de Presiones	4-20cm H2O (±0.2cmH2O)
• Rango de Precisión	±0.2 cmH2O
• RAMP	5-60 min (Intervalo entre niveles 5min)
• Presión de Salida	1-3 niveles
• Humidificación	1-6 niveles

## Accesorios

• Tarjeta de Memoria	8GB (opcional)
• Transporte	Bolso anti impacto
• Tubos	φ 22mm, 1.8m longitud
• Máscaras	Nasal / Completa (opcional)

## HIGHLIGHTS

### Accesibilidad

Compensación automática de presión  
Compensación de Altitud  
Encendido Inteligente  
Titulación de Presión Automática  
Detección de eventos  
Alarma de cambio de accesorios

### Manejo de Información

Software de terapia  
Airtreat Cloud  
APP  
Reporte QR

### Parámetros Monitor

IPAP  
EPAP,  
Horas de Uso promedio

### Humidificador

Capacidad 300ml  
Anti Reflujo  
Alta eficiencia en Humidificación  
(hasta 60 % )  
Facil Limpieza