

# DEA7000 plus

## Desfibrilador



- . Tamaño de Pantalla a Color: 3.5"
- . Pruebas Automáticas
- . Salida de Energía Bifásica
- . RCP Entrenamiento (Opcional)
- . Desfibrilación para Adultos y Pediátricos
- . Voz clara y precisa y guías visuales audibles para el operador

TECNOLOGÍA MÉDICA

LIMAGE 

## DESFIBRILADOR

CATEGORÍA	ESPECIFICACIÓN
Salida	Bifásica Exponencial truncada
Secuencia de Energía	Adulto: 150J, 150J, 200J Pediátrico: 50J, 50J, 100J
Tiempo de carga	8 segundos a 150J; 4 segundos a 50J/100J; 10 segundos a 200J (batería nueva)
Tiempo de análisis	9 segundos
Tiempo máximo de la iniciación del análisis de ritmo hasta la preparación para la descarga con una batería nueva	Menos que 30 segundos
Tiempo máximo de la iniciación del análisis del ritmo de preparación para la descarga después de 6 descargas	Menos que 35 segundos
El tiempo máximo desde la primera conexión de la alimentación a la preparación para la descarga	Menos que 25 segundos
Avisos Audibles	20 avisos audibles
Avisos Visuales	Avisos Led; Auto prueba Automática

## BATERÍA

Número de parte	CR123A - 5x2
No recargable	15V d.c 2.8 A.h.
Capacidad	100 descargas a 200 Joules o 120 descargas a 150 Joules
Duración	10 años (5 años de almacenamiento + 5 años colocada) 5 años colocada (después de la instalación)

## FÍSICO

Dimensiones	220 x 170 x 70 mm
Peso	1.5 Kg
Temperatura de Operación	0 grados centígrados a 40 grados centígrados
Humedad de Operación	Humedad relativa entre 30% y 95% (no-condensación)
Temperatura de Almacenamiento (sin batería)	-20 grados centígrados a 55 grados centígrados
Humedad de Almacenamiento (sin batería)	Arriba de 93% (no- condensación)

**CONTACTO:** tel/fax: 011 3535 2561 - 011 4683 3248 - cel: 011 15 37320298  
Zelada 6048 - c1440bwti C.A.B.A - e-mail: info@limagesrl.com.ar -  
[www.limagesrl.com.ar](http://www.limagesrl.com.ar) @limagesrltecnologiamedica limagesrltecnologiamedica2